

PZN	Menge	ME	DAR	Ausführung	Anschluss	Anwendungsart	Inhalt				Gewicht	Höhe	Fülldruck	EAN-CODE
							Anwendung wie ein Dosieraerosol							
08890223	2	I	SPR	Dose	Inhalierbecher	Dosiert/Sprühstoss	Ausatmen, spühen, einatmen, loslassen				68g	14cm	10 bar	7611478110028
00357392	5	I	SPR	Dose	Inhalierbecher	Dosiert/Sprühstoss	max. 20 Sprühstöße				115g	20cm	10 bar	7611478110059
04654661	8	I	SPR	Dose	Inhalierbecher	Dosiert/Sprühstoss	max. 40 Sprühstöße				138g	28cm	10 bar	7611478181011
03044104	8	I	SPR	Dose	Maske	Dosiert/Sprühstoss	max. 80 Sprühstöße				169g	28cm	10 bar	7611478112084
03044156	8	I	SPR	Dose	Maske	Dosiert/Sprühstoss	max. 80 Sprühstöße				123g	28cm	10 bar	7611478111087
06942890	3X8	I	SPR	Dosen	Maske	Dosiert/Sprühstoss	max. 80 Sprühstöße je Dose (3 Dosen)				470g	28cm	10 bar	7611478111094
03044251	1	St		Dosen	Maske	Dosiert/Sprühstoss	max. 80 Sprühstöße je Dose (4 Dosen)				538g	28cm	10 bar	7611478111674

PZN	Menge	ME	DAR	Ausführung	Anschluss	Anwendungsart	Stufenlose Einstellung per Dauerventil				Gewicht	Höhe	Fülldruck	EAN-CODE
							Flow 1l/min	Flow 2l/min	Flow 3l/min	Flow 4l/min				
03727754	66	I	FLA	Stahlflasche	Maske	Dauerhaft/Flow	66 Minuten	33 Minuten	24 Minuten	16 Minuten	918g	25cm	110 bar	7611478110660
03727748	66	I	FLA	Stahlflasche	Maske	Dauerhaft/Flow	66 Minuten	33 Minuten	24 Minuten	16 Minuten	863g	25cm	110 bar	7611478111667
03917756	110	I	FLA	Stahlflasche	Maske	Dauerhaft/Flow	110 Minuten	55 Minuten	40 Minuten	27 Minuten	1366g	35cm	110 bar	7611478110110
03917733	110	I	FLA	Stahlflasche	Maske	Dauerhaft/Flow	110 Minuten	55 Minuten	40 Minuten	27 Minuten	1311g	35cm	110 bar	7611478111117

